


Panel zasilania sprężonymi gazami medycznymi "PNEUMAT II"

PNEUMAT II jako źródło z 2 bankami butli + rezerwa



Sygnalizator zdalny

Wymiary
450x800x200
(SxWxG)

- Wydajność: maks. 50 m³/h
Ciśnienie wejściowe: 200 bar
Ciśnienie wyjściowe: 4-6 bar
Automatyczne przełączanie (elektronicznie)
Współpraca z BMS oraz MODBUS RTU
Tryby pracy:
- ▶ 2 banki butli
 - ▶ 2 banki butli + zasilanie rezerwowe butlowe
 - ▶ Koncentrator + 2 banki butli
 - ▶ Zbiornik z ciekłym gazem + 2 banki butli
 - ▶ Sprężarka powietrza + 2 banki butli
- Wyrób medyczny klasy IIb